

## PROVTAGNINGSPROCEDUR

# Vildsvin – Provtagning av Trikiner och Cesium-137

Denna provtagningsinstruktion gäller provtagning av vildsvin inför analys av Trikiner och Cesium-137.


### PROVMATERIAL

Vi skickar dig ett förregistrerat provmaterial med dina uppgifter. Använd ett kuvert per vildsvin.

I provmaterialet ingår:

- Dubbla påsar/analys (mindre i större)
- Etikett på den större påsen (följesedel)
- Svarspostetikett (på svarskuvertet)
- Vadderat svarskuvert (för inskick av prov)

FÖLJESEDEL ->



### PROVUTTAG

- Frambenets stora muskel (läggen mellan knä och bog) eller,
- Mellangärdet (diafragmafästet utmed ryggraden) eller,
- Tongan

Observera att muskeln ska vara fri från bindväv och fett.

**Trikin** minst 25 gram prov

**Cesium-137** minst 150 gram prov.

### BESTÄLLNING AV MER PROVTAGNINGSMATERIAL

För beställning av mer provtagningsmaterial, fyll i fältet med antal på etiketten som sitter på påsen ("Nytt provkit antal").

Alternativt beställ nytt material via E-post, hemsida eller via telefon nedan.