

PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

Så här tar du ut ett livsmedelsprov

ATT TÄNKA PÅ FÖRE PROVTAGNINGEN

- När materialet har kommit, lägg kylklamparna i frysen minst över natt så att provet kan transporteras tillbaka till laboratoriet väl kylt.



HANTERA PROVER FÖRSIKTIGT

- Börja med att tvätta händerna och använd rena redskap (bestick etc.) till att ta ut provet. Undvik att vidröra provet med händerna.
- Provtagningsburken från laboratoriet ska inte öppnas annat än när den ska fyllas med provet, därefter ska den omedelbart stängs.
- Provet som tas ut bör vara representativt för en större mängd livsmedel och burken ska fyllas minst till den markerade kanten.
- Om en konsumentförpackning ska analyseras bör bara obruten förpackning skickas in (minst 100 g).
- Mät temperaturen i kvarvarande livsmedel, inte i burken.



MÄRKNING AV PROVET

- Med provtagningsmaterial kommer även en eller flera etiketter med beställda analyser med. Se till att rätt etikett sätts på rätt prov.
- Fyll i begärda provfakta på etiketten.



PACKA VÄSKAN OCH SKICKA IN PROVET

- Provet bör tas ut så nära transporten som möjligt och förvaras i kyla i väntan på transport
- Använd väl kylida frysklampor.
- Frysklamporna placeras i frigolitinsatsen som medföljer väskan.
- Provet placeras mellan kylklamparna i frigolitinsatsen för optimal kyleffekt.

