

## PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

# Provtagning av slaktkroppar

Det finns två olika sätt som slaktkroppsprover kan tas och dessa beskrivs nedan.

### DESTRUKTIV METOD, BORRPROV

1. Proverna tas ut efter putsning men före kylning.
2. Sätt på handskar.
3. Fyra vävnadsprover på totalt 20cm<sup>2</sup> tas från slaktkroppen: lårets baksida, flank, bringa o hals.
4. Varje vävnadsprov ska vara ca 2,5 cm i Ø och tas ut från slaktkroppen antingen med sterilt borrarverktyg (ex huggpipa – se bild ovan) eller annat sterilt instrument (ex sax, pincett).
5. Proverna från en kropp läggs i en livsmedelsburk alternativt i en steril plastpåse som sedan knyts ihop (gör knuten en bit upp på påsen så att den är lätt för laboratoriet att öppna den igen, är knuten för nära proverna så förvaras detta).
6. Upprepa för varje prov, byt handskar mellan varje.

### ICKE-DESTRUKTIV METOD, SVABBPROV

1. Proverna tas ut efter putsning men före kylning.
2. Sätt på handskar.
3. Fukta en steril kompress med koksaltlösning.
4. Svabba ena halvan av kroppen på fyra ställen: lårets baksida, flank, bringa och hals. Använd en och samma kompress för alla fyra ställena.
5. På varje ställe ska en yta på ca 10x10 cm svabbas med så stor kraft som möjligt, tio gånger vågrätt och tio gånger lodrätt.
6. Lägg kompressen i en steril plastpåse som sedan knyts ihop.
7. Upprepa för varje prov, byt handskar mellan varje.

### TRANSPORT

1. Märk upp provet och skicka det kylt till lab.
2. Provet bör nå laboratoriet inom 24h från det att det är provtaget.