

PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

Provtagning av dricksvatten hos användare



Med anledning av Livsmedelverkets ändring av föreskriften SLVFS 2001:30 gäller en ny provtagningsmetodik då någon av metallerna koppar, bly eller nickel ska mätas på dricksvatten hos användare.

LIVSFS 2017:2

"Provtagning av koppar, bly och nickel ska ske vid kranar hos användaren utan föregående spolning. Ett prov på en liter ska tas vid en slumpmässig tidpunkt under dagen."

För ytterligare information, se livsmedelsverkets hemsida, www.livsmedelsverket.se
För att kunna leva upp till föreskriften så har ni fått en extra enlitersprovtagningsflaska.

PROVET TAS PÅ FÖLJANDE SÄTT:

- Fyll enlitersflaskan med märkning "OSPOLAT" utan föregående spolning.
- Häll omedelbart över till flaskan/flaskorna som också är märkta "OSPOLAT".
- Tag därefter det (eventuella) mikrobiologiska provet i flaskan med blå kork, utan ytterligare spolning.
- Därefter fylls eventuella övriga flaskor med spolat vatten.
- Efter användning kasseras enlitersflaskan (gärna i en plaståtervinning).

Obs! Skickas ej in enlitersflaskan som du tidigare använt, till laboratoriet!

VID FRÅGOR, KONTAKTA KUNDSERVICE:

E-post: se.info@sgs.com

Telefon Linköping: 013-25 49 00

Telefon Karlstad: 054-21 30 77

Telefon Umeå: 090-71 16 60

Telefon Malmö: 040-672 89 00